

BONETWO²LYO

BIOMEMBRANA PER LA
RIGENERAZIONE TISSUTALE
GUIDATA



 audio[®]
TECHNOLOGIES

BONETWO²LYO





BONE TWO LYO è pericardio nativo deproteinizzato di fabbricazione AUDIO TECHNOLOGIES, tessuto che può vantare 15 anni di successi nell'applicazione odontostomatologica. BONE TWO LYO è il risultato di un nuovo procedimento industriale capace di esaltare le già note doti della biomembrana: ulteriore aumento della resistenza alla trazione, alla pressione, alla sutura, e dell'allungamento del tempo di riassorbimento. BONE TWO LYO una volta estratto dalla confezione può essere applicato subito in campo operatorio con o senza preventiva reidratazione, ha memoria di forma: non si arriccia anche se viene bagnato, può essere suturato od incollato.

BONE TWO LYO è:

- Biocompatibile
- altamente resistente
- Lentamente riassorbibile
- Trasparente
- Esente da BSE

L'esame al microscopio elettronico a scansione della membrana in pericardio equino dimostra che il procedimento industriale Audio Technologies elimina la componente cellulare e conserva solo le fibre collagene. Le immagini del dispositivo liofilizzato dimostrano addensamento e compattazione delle fibre collagene formanti le reti pluristratificate costituenti la membrana.

BONE TWO LYO PERICARDIO EQUINO LIOFILIZZATO



Audio Technologies S.r.l
via dell'Artigianato, 8 - Gossolengo - Piacenza (ITALY)
Tel. +39.0523.778864 - Fax. +39.0523.770019
info@audiotechnologies.it - www.audiotechnologies.it

audio[®] TECHNOLOGIES

